

Cateter Externo para homens com incontinência urinária



Segurança e conforto o dia todo

Conveen® Cateteres Externos garantem segurança e conforto o dia todo no manejo da incontinência urinária masculina



Solução mais discreta que os produtos absorventes tradicionais



Mantém o homem seco por até 24 horas

Conveen®

Soluções para Incontinência Urinária

Conveen® Cateteres externos



- ✓ Colocado sobre o pênis



Conveen® Bolsa coletora de urina



- ✓ Pode ser adaptada à coxa ou panturrilha



Dois produtos, uma solução

- ✓ O cateter é adaptado a uma bolsa coletora de urina
- ✓ A urina é canalizada para a bolsa e contida discretamente
- ✓ A bolsa pode ser esvaziada quando for conveniente



Coloplast
Professional

Plataforma de educação para profissionais que atuam no campo de cuidados da Estomaterapia

www.coloplastprofessional.com.br

[/coloplastprofessionalbr](https://www.instagram.com/coloplastprofessionalbr)



Coloplast®
Ativa

Serviço de orientações gratuito para homens com incontinência urinária

📞 0800 285 8687 ✉ ativa@coloplast.com

Conveen® Cateteres Externos



Veja como
é utilizado



Embalagem
compacta,
discreta e
conveniente

Conveen® Optima

- Composto 100% de silicone elástico e respirável
- Lingueta de alça dupla para aplicação fácil e fixação segura
- Adesivo confiável e suave para a pele. Remoção fácil e indolor
- Antidobras que garantem o fluxo da urina para a bolsa
- Conexão universal para bolsas coletoras de urina
- Permite visualização da pele

Registro ANVISA: 10430310134

Código	Descrição	Tamanho (mm)	Modelo	Qtde. por caixa
22028	Conveen® Optima	CH 28	1 peça	30
22030	Conveen® Optima	CH 30	1 peça	30
22035	Conveen® Optima	CH 35	1 peça	30

Conveen® Security+

- Composto de copolímero siliconizado (livre de látex)
- Antidobras que garantem o fluxo da urina para a bolsa
- Conexão universal para bolsas coletoras de urina
- Em duas apresentações

1 peça:

Cateter
autoadesivo,
com aplicador
e lingueta
plástica



2 peças:

Cateter +
fita adesiva
dupla face de
hidrocoloide
para fixação
suave



Registro ANVISA: 10430310030

Código	Descrição	Tamanho (mm)	Modelo	Qtde. por caixa
5225	Conveen® Security+	CH 25	1 peça	30
5230	Conveen® Security+	CH 30	1 peça	30
5235	Conveen® Security+	CH 35	1 peça	30
5240	Conveen® Security+	CH 40	1 peça	30
5030	Conveen® Security+	CH 30	2 peças	30
5035	Conveen® Security+	CH 35	2 peças	30

Conveen® Urisheath

- Composto de borracha de látex natural
- Conexão universal para bolsas coletoras de urina
- Em duas apresentações

1 peça:

Cateter
autoadesivo,
com aplicador e
lingueta plástica



2 peças:

Cateter +
fita adesiva
dupla face de
hidrocoloide
para fixação
suave



Registro ANVISA: 10430310134

Código	Descrição	Tamanho (mm)	Modelo	Qtde. por caixa
5200	Conveen® Urisheath	CH 25	1 peça	30
5205	Conveen® Urisheath	CH 30	1 peça	30
5210	Conveen® Urisheath	CH 35	1 peça	30
5215	Conveen® Urisheath	CH 40	1 peça	30
5125	Conveen® Urisheath	CH 25	2 peças	30
5130	Conveen® Urisheath	CH 30	2 peças	30
5135	Conveen® Urisheath	CH 35	2 peças	30

Conveen® Bolsas Coletoras e Acessórios




Conveen® Bolsa Coletora de Urina

- Possuem válvula antirrefluxo para prevenir o retorno da urina
- Parte posterior fabricada em tecido suave e hipoalergênico para permitir transpiração da pele
- Conector universal acoplado
- Válvula de drenagem segura e de fácil manuseio

Código	Descrição	Volume (ml)	Ext. do tubo	Qtde. por caixa
5161/5163 ^{estéril}	Conveen® Contour*	600 ml	45 cm	10
5170/5171 ^{estéril}	Conveen® Security+**	500 ml	50 cm	10
5062	Conveen® Bolsas de cama	1500 ml	90 cm	10

*Conveen® Contour: Design com multicâmaras para evitar ruídos conforme movimento.

**Conveen® Security+: Barreira interna central que distribui a urina em dois bolsos, para evitar ruídos conforme movimento.



Conveen® Acessórios

Código	Descrição	Qtde. por caixa
5050	Fita reajustável de perna com botões	10
5070	Suporte de cama	10

Uma vida melhor

Ostomy Care | Continence Care | Wound & Skin Care | Interventional Urology | Voice & Respiratory Care

Coloplast