

Body Check

Nome: _____ Data: _____

A avaliação individualizada se inicia com a pergunta: **regular**, **irregular** ou **abaulado**?

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | A forma da área ao redor do estoma. O formato pode mudar dependendo se uma pessoa está sentada, deitada ou se movendo | <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular <input type="checkbox"/> Abaulado | A área periestoma é nivelada com o abdômen, mas a superfície da pele pode ser desnivelada. A área periestoma é irregular e cria uma depressão ao redor do estoma. A área periestoma emerge acima do abdômen formando um abaulamento. |
| 2 | O formato selecionado é uniforme ou desnivelado | <input type="checkbox"/> Uniforme <input type="checkbox"/> Desnivelado | O formato é uniforme em toda área ao redor do estoma. O formato não é uniforme na área ao redor do estoma. |
| 3 | Abdômen flácido ou firme | <input type="checkbox"/> Flácido <input type="checkbox"/> Firme | A área é macia ao ser pressionada. A área resiste à pressão quando pressionada. |
| 4 | Pregas cutâneas superficiais ou profundas | <input type="checkbox"/> Superficiais <input type="checkbox"/> Profundas | Há pregas cutâneas superficiais ou rugosidades na superfície ao redor do estoma. A área apresenta grande prega cutânea ou excesso de gordura. |
| 5 | Localização do estoma | <input type="checkbox"/> Acima da cicatriz umbilical <input type="checkbox"/> Na cicatriz umbilical <input type="checkbox"/> Abaixo da cicatriz umbilical | O estoma está localizado acima do umbigo. O estoma está localizado na linha do umbigo. O estoma está localizado abaixo do umbigo. |
| 6 | Posição da abertura do estoma | <input type="checkbox"/> Protrusa <input type="checkbox"/> Plana <input type="checkbox"/> Retraída | A abertura do estoma está acima do nível da pele. A abertura do estoma está no nível da pele. A abertura do estoma está abaixo do nível da pele. |
| 7 | Consistência do efluente | <input type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Líquido/pastoso <input type="checkbox"/> Urina | |

| | | | |
|--|--|--|---|
|  SenSura[®] Mio |  SenSura[®] |  Alterna[®] |  Brava[®] |
| Tipo de sistema de bolsas <input type="checkbox"/> 1- peça <input type="checkbox"/> 2- peças | Tipo de sistema de bolsas <input type="checkbox"/> 1- peça <input type="checkbox"/> 2- peças | Tipo de sistema de bolsas <input type="checkbox"/> 1- peça <input type="checkbox"/> 2- peças | |
| Tipo de base <input type="checkbox"/> Plana <input type="checkbox"/> Convex Soft <input type="checkbox"/> Convex Light <input type="checkbox"/> Convex Profunda <input type="checkbox"/> Concave | Tipo de base <input type="checkbox"/> Plana <input type="checkbox"/> Convexa Light | Tipo de base <input type="checkbox"/> Plana <input type="checkbox"/> Convexa | |
| Tipo de bolsa <input type="checkbox"/> Bolsa Drenável <input type="checkbox"/> Bolsa Fechada <input type="checkbox"/> Bolsa Uro <input type="checkbox"/> Transparente <input type="checkbox"/> Cinza neutro | Tipo de bolsa <input type="checkbox"/> Bolsa Drenável <input type="checkbox"/> Bolsa Fechada <input type="checkbox"/> Bolsa Uro <input type="checkbox"/> Transparente <input type="checkbox"/> Opaca - exceto uro | Tipo de bolsa <input type="checkbox"/> Bolsa Drenável <input type="checkbox"/> Bolsa Fechada <input type="checkbox"/> Bolsa Uro <input type="checkbox"/> Transparente <input type="checkbox"/> Opaca - exceto uro | Cuidados da pele <input type="checkbox"/> Spray/Lenço Barreira <input type="checkbox"/> Spray/Lenço Removedor de Adesivos <input type="checkbox"/> Creme Barreira <input type="checkbox"/> Placa Protetora <input type="checkbox"/> Pó Proteção contra vazamentos <input type="checkbox"/> Anel Moldável <input type="checkbox"/> Pasta <input type="checkbox"/> Fita Adesiva Elástica <input type="checkbox"/> Cinto Desodorizador <input type="checkbox"/> Desodorante Lubrificante |

Assinatura: _____ Carimbo: _____


Body Check

Compreender o perfil corporal periostomal é a primeira etapa para:

- Reduzir o risco de vazamentos
- Promover maior qualidade de vida
- Melhorar o cuidado com a pele



Os 6 passos que auxiliam a identificar uma solução customizada para diferentes corpos.

| | | | |
|----------|--|--|---|
| 1 | Regular  | Irregular  | Abaulado  |
| 2 | Regular Uniforme  Desnivelado  | Irregular Uniforme  Desnivelado  | Abaulado Uniforme  Desnivelado  |
| 3 | Abdômen flácido  | Abdômen firme  | |
| 4 | Pregas cutâneas superficiais  | Pregas cutâneas profundas  | |
| 5 | Acima da cicatriz umbilical  | Na cicatriz umbilical  | Abaixo da cicatriz umbilical  |
| 6 | Estoma protruso  | Estoma plano  | Estoma retraído  |